

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo22 Pour Wb, Elisa - Q8Nez5

Numéro d'article: CM0025459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de FBXO22 humain (FBX22, FISTC1). Validé pour les applications Western blot et ELISA ; détecte une bande de 45 kDa. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et la biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBX22 ; FISTC1 ; FBXO22
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26263
GeneID	26263
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 104-403 de FBXO22 humain (NP_671717.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NEZ5
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace