

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo28 Pour Wb, Elisa - Q9Nvf7

Numéro d'article: CM0022449

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FBXO28 humain (UniProt Q9NVF7), validé pour WB et ELISA. Réagit avec le FBXO28 humain et rat. Convient pour les études sur la ligase d'ubiquitine, la stabilité génomique et la survie des cellules bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FBXO28 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fbx28; DEE100; CENP-30; FBXO28
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23219
GeneID	23219
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NVF7
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace