

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxo3 Pour Wb, Elisa - Q9Uk99

Numéro d'article: CM0017621



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FBXO3 humain (protéine 3 contenant uniquement une boîte F), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris. Convient à l'étude de la fonction des ligases E3 de l'ubiquitine et des voies de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FBA ; FBX3 ; FBXO3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	26273
ID du gène	26273
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de FBXO3 humain (NP_036307.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UK99
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace