

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxo31 Pour Wb - Q5Xux0

Numéro d'article: CM0012914



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FBXO31 humain (aa 240-539), validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des dommages à l'ADN et de la régulation du cycle cellulaire. Poids de la protéine ~61 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO31 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBX14; Fbx31; MRT45; FBXO14; pp2386; FBXO31
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79791
GeneID	79791
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-539 de la protéine FBXO31 humaine (NP_079011.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5XUX0
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sachet de glace