

Anti-Fbxo32 (Fbx32, Mafbx) Anticorps Polyclonal De Lapin - Q969P5

Numéro d'article: CM0013424

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FBXO32 humain (Fbx32, MAFbx). Validé pour IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'atrophie musculaire squelettique et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Fbx32/FBXO32 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fbx32; MAFbx; Fbx32/FBXO32
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	114907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-355 du Fbx32/FBXO32 humain (NP_478136.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969P5
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace