

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo32 Pour If/Icc, If-P, Elisa - Q969P5

Numéro d'article: CM0026561

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le FBXO32 humain (Atrogin-1, MAFbx). Validé pour IF/ICC, IF-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'atrophie musculaire et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FBXO32 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fbx32; MAFbx
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	114907
GeneID	114907
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 201-300 du FBXO32 humain (NP_478136.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969P5
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace