

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo4 Pour Wb, Elisa - Q9Ukt5

Numéro d'article: CM0028171



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-FBXO4 est adapté pour le WB et l'ELISA, il détecte la protéine FBXO4 humaine et murine. Cet anticorps cible la protéine F-box only 4, une sous-unité de reconnaissance de substrat de l'ubiquitine ligase E3 SCF, utile pour l'étude de la dégradation médiée par l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBX4; FBXO4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26272
GeneID	26272
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 138-387 de la protéine FBXO4 humaine (NP_036308.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UKT5
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace