

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxo42 Pour Wb, Elisa - Q6P3S6

Numéro d'article: CM0022612

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FBXO42 humaine, validé pour Western blot (WB) et ELISA, à réactivité croisée avec la souris. Adapté pour l'étude de la fonction de l'ubiquitine ligase E3 SCF et de la dégradation de p53.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	FBXO42 pAb de lapin
Remarques/Alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Espèce cible	Humain
Identifiant de gène (humain)	54455
Identifiant de gène	54455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 468-717 de la protéine FBXO42 humaine (NP_061867.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q6P3S6
Poids moléculaire de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace