

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxo42 Pour Wb - Q6P3S6

Numéro d'article: CM0013173

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FBXO42 (JFK, Fbx42). Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude des voies de dégradation de l'ubiquitine ligase SCF et de p53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO42 pAb de lapin
Remarques / alias	JFK; Fbx42; FBXO42
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	54455
Identifiant du gène	54455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 468-717 de FBXO42 humaine (NP_061867.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6P3S6
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac isotherme