

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxw11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukb1

Numéro d'article: CM0021466



Introduction

FBXW11 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FBXW11 humain. Convient pour WB, IF/ICC, ELISA et réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études de l'ubiquitination, de la signalisation Wnt et de la voie NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXW11 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Hos ; BTRC2 ; FBW1B ; Fbw11 ; BTRCP2 ; FBXW1B ; NEDJED ; FBXW11
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	23291
Immunogène	Peptide synthétique de FBXW11 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UKB1
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace