

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxw7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q969H0

Numéro d'article: CM0030890



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FBXW7, adapté pour le Western blot, l'IHC (paraffine) et l'ELISA. Détecte la FBXW7 d'environ 80 kDa dans des échantillons humains, de souris et de rat. Cible le composant de reconnaissance du substrat de la ligase d'ubiquitine pour les études de dégradation par le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FBXW7 Lapin pAb
Remarques/Alias	AGO; CDC4; FBW6; FBW7; hAgo; FBX30; FBXW6; SEL10; hCdc4; DEDHIL; FBXO30; SEL-10; FBXW7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55294
GeneID	55294
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 231-371 de l'humain humain, (NP_361014.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969H0
Poids Protéique	80kDa
Expédition	Sac de glace