

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxw8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3Y1

Numéro d'article: CM0022138



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FBXW8, un composant de reconnaissance de substrat du complexe ubiquitine ligase Cul7-RING. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXW8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26259
GeneID	26259
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500-598 de la protéine humaine FBXW8 (NP_699179.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N3Y1
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace