


Anticorps Monoclonal Anti-Fcer1 Alpha Pour Wb, Elisa - P12319

Numéro d'article: CM0007649



Introduction

Anticorps monoclonal de haute affinité dirigé contre FcεR1 alpha humain (FCER1A), validé pour WB et ELISA. Adapté pour la détection du récepteur IgE humain, souris et rat dans la recherche sur l'allergie et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FcεR1 alpha mAb de lapin
Remarques / Alias	FCER1A, FcERI, FCERIA, FcεR1 alpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-205 de FcεR1 alpha humain (NP_001992.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12319
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac à glace