


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-FcεR1A Pour Wb, Fc, Elisa - P12319

Numéro d'article: CM0012678



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la sous-unité alpha du récepteur à haute affinité pour les IgE (FcεR1α), validé pour WB, cytométrie en flux et ELISA ; réagit avec l'espèce humaine, idéal pour la recherche sur les allergies et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FcεR1α Rabbit mAb
Remarques / Alias	FCE1A ; FcERI ; FCERIA
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2205
GeneID	2205
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 205 de la FcεR1α humaine (NP_001992.1).)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P12319
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace