

Anticorps Polyclonal Anti-Fcer1G Pour Wb, Elisa - P30273

Numéro d'article: CM0013730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FCER1G (chaîne gamma du récepteur Fc) pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur l'allergie et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCER1G Rabbit pAb
Remarques / Alias	FCRG; FCER1G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2207
GeneID	2207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-86 de la protéine FCER1G humaine (NP_004097.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P30273
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace