

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y324

Numéro d'article: CM0023145



Introduction

Polyclonal de lapin dirigé contre le FCF1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain et le rat. Cible la biogenèse des ribosomes, localisé dans le nucléole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Bka; UTP24; CGI-35; C14orf111; FCF1
Espèce	Humain
ID de gène	51077
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-198 du FCF1 humain (NP_057046.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9Y324
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace