

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcgr1B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92637

Numéro d'article: CM0021046

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCGR1B humain (CD64b), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Cible le récepteur putatif à haute affinité pour le fragment Fc des IgG impliqué dans l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FCGR1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD34; FCG1; FcRI; CD64b; FCGR1; IGFR1; IGFRB; FCGR1B; FcgammaRIa
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2210
GenelD	2210
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du FCGR1B humain (NP_001017986.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q92637
Poids Moléculaire Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace