


Anticorps Polyclonal Anti-Fcgr2A Pour Wb, If-P, Elisa - P12318

Numéro d'article: CM0015369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FCGR2A (CD32) humain, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la phagocytose médiée par les récepteurs Fc et des réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCGR2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; FCGR2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2212
GeneID	2212
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 34 et 316 du FCGR2A humain (NP_001129691.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12318
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace