

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcgr2B Pour Wb, If-P, Elisa - P31994

Numéro d'article: CM0016422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FCGR2B humain (CD32), validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Essentiel pour l'étude de la régulation immunitaire médiée par FcγRIIB et des mécanismes des maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCGR2B pAb de lapin
Remarques/Alias	CD32; FCG2; CD32B; FCGR2; IGFR2; FCGR2C; FcγRIIB; FcRII-c; FcγRIIB; FCGR2B
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2213
GeneID	2213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-217 de FCGR2B humain (NP_003992.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P31994
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace