

Anticorps Polyclonal Anti-Fcgr3A Pour Wb, Elisa - P08637

Numéro d'article: CM0024900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCGR3A humain (CD16), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps et de la biologie des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCGR3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD16, FCG3, CD16A, FCGR3, IGFR3, IMD20, FCR-10, FCRIII, CD16-II, FCGRIII, FCRIIIA, FcGRIIIA, FCGR3A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2214
GeneID	2214
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 150-250 du FCGR3A humain (NP_000560.7)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08637
Poids moléculaire protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace