

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcgr3B Pour Wb Et Elisa - O75015

Numéro d'article: CM0026711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le FCGR3B humain (récepteur gamma Fc III-B). Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche en immunologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FCGR3B Lapin pAb
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2215
GeneID	2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-233 du FCGR3B humain (NP_000561.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75015
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace