

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcgr3B Pour Wb, Elisa - 075015

Numéro d'article: CM0016212



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FCGR3B (CD16b) validé pour WB et ELISA. Reconnaît le récepteur III-B du fragment Fc des IgG de faible affinité chez l'humain et le rat, un piège à complexes immuns exprimé par les neutrophiles. Produit à partir de lapins immunisés avec la protéine FCGR3B humaine recombinante (1-233 aa).

[En savoir plus](#)

Spécifications essentielles du produit	Détails
Nom du produit	FCGR3B pAb de lapin
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb; FCGR3B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2215
GeneID	2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-233 de FCGR3B humain (NP_000561.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	075015
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace