

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fcgrt/Fcrn Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55899

Numéro d'article: CM0007531



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant FCGRT/FCRN (FcRn), adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Idéal pour l'étude du transport et du recyclage de l'IgG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FCGRT/FCRN Lapin mAb
Remarques/Alias	FCRN; FcγRn; Récepteur du fragment Fc de l'IgG chaîne alpha de transport; FCGRT/FCRN
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2217
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-290 de FCGRT/FCRN humain (NP_004098.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55899
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace