

Anticorps Polyclonal Anti-Fcho2 Pour Wb Et Elisa - Q0Jrz9

Numéro d'article: CM0017494



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCHO2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible une protéine d'endocytose précoce impliquée dans la formation des puits recouverts de clathrine ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin FCHO2
Remarques/Alias	FCHO2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	115548
ID du gène	115548
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du FCHO2 humain (NP_620137.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q0JRZ9
Poids moléculaire de la protéine	89 kDa
Expédition	Sac de glace