

Anticorps Polyclonal Anti-Fcn2 Pour Wb, Elisa - Q15485

Numéro d'article: CM0019187



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCN2 humain (Ficoline-2), validé pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'immunité innée et la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCN2 pAb de lapin
Remarques/Alias	P35 ; FCNL ; EBP-37 ; ficoline-2 ; FCN2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2220
GeneID	2220
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-290 du FCN2 humain (NP_004099.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15485
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace