

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcrl3 Pour Wb Et Elisa - Q96P31

Numéro d'article: CM0014351

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCRL3 humain (MAIA), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la biologie des cellules B, la régulation immunitaire et la fécondation. Réagit avec le FCRL3 humain et souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCRL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	115352
ID de gène	115352
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-180 du FCRL3 humain (NP_443171.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96P31
Poids moléculaire	81kDa
Expédition	Sac de glace