


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcrl5 Pour Wb, Elisa - Q96Rd9

Numéro d'article: CM0014698



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le FCRL5 humain (FcRH5, CD307), validé pour la WB et l'ELISA. Idéal pour l'étude du développement des lymphocytes B, des lymphomes et des réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCRL5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD307; FCRH5; IRTA2; BXMAS1; CD307e; PR0820; FCRL5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	83416
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16 à 190 du FCRL5 humain (NP_001182317.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q96RD9
Poids moléculaire de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace