

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fdps Pour Wb, Elisa - P14324

Numéro d'article: CM0027968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre FDPS (FPPS), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la farnésyl pyrophosphate synthase, une enzyme clé de la biosynthèse des isoprénoides. Convient pour la recherche sur le cancer, le métabolisme et la signalisation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FPS/FDPS Lapin pAb
Remarques/Alias	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2224
ID de Gène	2224
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-419 de FPS/FDPS humain (NP_001995.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14324
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace