

Anticorps Polyclonal Anti-Fdx1/Adx Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P46656

Numéro d'article: CM0029696

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la ferrédoxine 1 (FDX1/ADX), adapté pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la stéroïdogénèse et le transport mitochondrial d'électrons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FDX1/ADX Rabbit pAb
Remarques / Alias	FDX1; ADX; FDX; LOH11CR1D; ferredoxin 1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2230
GeneID	14148
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 99 et 188 de la protéine FDX1/ADX de souris (NP_032022.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46656
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sachet isotherme