

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fdx1/Adx Pour Wb, Elisa - P10109

Numéro d'article: CM0024736



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine FDX1/ADX (adrénodoxine). Validé pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains. Étudiez la stéroïdogénèse, le transport mitochondrial d'électrons et la biologie de la glande surrénale. UniProt P10109.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FDX1/ADX Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADX ; FDX ; LOH11CR1D ; FDX1/ADX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2230
GeneID	2230
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de la FDX1/ADX humaine (NP_004100.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10109
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace