

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fdxr Pour Wb, Elisa - P22570

Numéro d'article: CM0026273

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FDXR validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études du système P450 mitochondrial, la recherche sur la biosynthèse de la coenzyme Q et les investigations sur le métabolisme redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FDXR Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADR; ADXR; ANOA; FDXR
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 252 à 491 de la FDXR humaine (NP_077728.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22570
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace