


Anticorps Polyclonal Anti-Fen-1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P39748

Numéro d'article: CM0015008



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la FEN-1 (MF1, RAD2) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FEN-1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	2237
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-380 de la FEN-1 humaine (NP_004102.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P39748
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace