


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fen-1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P39748

Numéro d'article: CM0004600



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FEN-1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les niveaux endogènes de FEN-1 chez l'Homme et la Souris. FEN-1 est une nucléase clé dans la réplication et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FEN-1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2237
Identifiant du gène	2237
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 250 à 350 de la protéine FEN-1 humaine (P39748).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P39748
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac isotherme