

Anticorps Polyclonal Anti-Fer Pour Wb Et Elisa - P16591

Numéro d'article: CM0030295



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FER humain (TYK3/p94-Fer) pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le FER dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la migration et de la signalisation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FER Lapin pAb
Remarques/Alias	TYK3; PPP1R74; p94-Fer; FER
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2241
ID de gène	2241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-450 du FER humain (NP_005237.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16591
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace