

Anticorps Polyclonal Anti-Fer1L5 Pour Wb, If-P, Elisa - A0Avi2

Numéro d'article: CM0024381

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FER1L5 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réaction acrosomique et la fusion des cellules musculaires. A0AVI2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin FER1L5
Remarques/Alias	FER1L5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	90342
ID du gène	90342
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1350-1670 du FER1L5 humain (NP_001280012.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	A0AVI2
Poids moléculaire de la protéine	238 kDa
Expédition	Sac de glace