

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fermt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ac1

Numéro d'article: CM0025654



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FERMT2 humaine (Kindlin-2, MIG-2). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la signalisation des intégrines, des adhésions focales et de la voie Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FERMT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MIG2; KIND2; mig-2; UNC112; PLEKHC1; UNC112B; FERMT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10979
GeneID	10979
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-550 de la FERMT2 humaine (NP_006823.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AC1
Poids de la protéine	78kDa
Expédition	Sac de glace