

Anticorps Polyclonal Anti-Ferredoxine Réductase Pour Wb, If-P, Elisa - P22570

Numéro d'article: CM0019837

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Ferredoxine Réductase (FDR). Adapté pour WB, IF-P, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris, le rat. Pour l'étude du transfert d'électrons par le cytochrome P450 mitochondrial et de la biosynthèse du coenzyme Q.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ferredoxine Réductase pAb de lapin
Remarques/Alias	ADR; ADXR; ANOA; FDR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2232
Identifiant du gène	2232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 142-491 de la Ferredoxine Réductase humaine (NP_077728.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22570
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sachet de glace