

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ferredoxine Réductase Pour Wb - P22570

Numéro d'article: CM0009193

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Ferredoxine Réductase humaine (FDR). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le système P450 mitochondrial et le métabolisme des stéroïdes. Bande prédite à 54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la Ferredoxine Réductase
Remarques / Alias	ADR; ADXR; ANOA
Espèce	Humain
ID du gène	2232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 142-491 de la Ferredoxine Réductase humaine (NP_077728.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22570
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant