


Anticorps Monoclonaux Anti-Chaîne Lourde De Ferritine Pour Wb, If-P, Elisa - P02794

Numéro d'article: CM0002721



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la chaîne lourde de ferritine humaine (FTH1). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du fer, l'autophagie et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Chaîne Lourde de Ferritine Lapin mAb
Remarques/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Chaîne Lourde de Ferritine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2495
GeneID	2495
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la chaîne lourde de ferritine humaine (P02794).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02794
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace