

Anticorps Monoclonal Anti-Chaîne Lourde De Ferritine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02794

Numéro d'article: CM0004856

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-chaîne lourde de ferritine validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible FTH1, une protéine clé de stockage du fer avec une activité ferroxidase. Convient aux études sur l'autophagie, l'homéostasie du fer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ferritin Heavy Chain Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Chaîne lourde de ferritine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2495
GeneID	2495
Immunogène	Peptide synthétique dérivé de la chaîne lourde de ferritine humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02794
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace