


Anticorps Polyclonal Anti-Chaîne Lourde De Ferritine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02794

Numéro d'article: CM0016187



Introduction

CamelBio fournit cet anticorps polyclonal de lapin anti-chaîne lourde de ferritine pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le FTH1 humain, souris, rat (21 kDa). Idéal pour la recherche sur le métabolisme du fer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ferritine Chaîne Lourde Lapin pAb
Remarques/Alias	FHC; FTH; HFE5; PLIF; FTHL6; PIG15; Ferritine Chaîne Lourde
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-183 de la chaîne lourde de ferritine humaine (NP_002023.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02794
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace