


Anticorps Polyclonal Anti-Chaîne Légère De Ferritine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02792

Numéro d'article: CM0019911



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne légère de ferritine humaine (FTL). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'homéostasie du fer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Chaîne légère de ferritine Lapin pAb
Remarques/Alias	LFTD; NBIA3; Chaîne légère de ferritine
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2512
GenelD	2512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de la chaîne légère de ferritine humaine (NP_000137.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02792
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac de glace