


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ferrochélátase (Fech) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22830

Numéro d'article: CM0030742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ferrochélátase humaine (FECH), adapté pour le Western blot, l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Détecte la FECH humaine, murine et de rat, soutenant les études sur la biosynthèse de l'hème et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin FECH
Remarques/Alias	EPP ; FCE ; EPP1 ; FECH
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2235
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la FECH humaine (NP_000131.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22830
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace