

Anticorps Polyclonal Anti-Fétuine A/Ahsg Pour Wb, Elisa - P02765

Numéro d'article: CM0019190

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la fétuine A/AHSG humaine pour le Western blotting et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie minérale osseuse, l'endocytose et l'inflammation. - P02765

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fétuine A/AHSG Lapin pAb
Remarques/Alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fétuine A/AHSG
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	197
ID de gène	197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-300 de la fétuine A/AHSG humaine (NP_001613.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02765
Poids moléculaire de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace