


Anticorps Polyclonal Anti-Ffar4 De Lapin Pour Wb, Elisa - Q5Nul3

Numéro d'article: CM0023620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le FFAR4 humain (GPR120), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la détection des acides gras, l'adipogenèse et l'inflammation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FFAR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GT01 ; PGR4 ; OB10Q ; BMIQ10 ; GPR120 ; GPR129 ; O3FAR1 ; FFAR4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	338557
GeneID	338557
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du FFAR4 humain (NP_859529.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5NUL3
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace