

Anticorps Monoclonal Anti-Fgf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Numéro d'article: CM0008800



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le FGF1 humain (aFGF, facteur de croissance 1 liant l'héparine). Validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de prolifération cellulaire et d'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2246
GeneID	2246
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 56 et 155 du FGF1 humain (P05230))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05230
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace