

## Anticorps Monoclonal Anti-Fgf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Numéro d'article: CM0006480



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant le FGF1 humain (aFGF), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la survie cellulaire, l'angiogenèse et la différenciation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | FGF1 Anticorps monoclonal de lapin                                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | AFGF ; ECGF ; FGFA ; ECGFA ; ECGFB ; FGF-1 ; HBGF1 ; HBGF-1 ; GLIO703 ; ECGF-bêta ; FGF-alpha ; FGF1                                               |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)    | 2246                                                                                                                                               |
| GeneID             | 2246                                                                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-155 du FGF1 humain (NP_000791.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                              |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                |
| SWISS              | P05230                                                                                                                                             |
| Poids protéique    | 17 kDa                                                                                                                                             |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                       |