

Anticorps Polyclonal Anti-Fgf1 Pour If/Icc, Elisa - P05230

Numéro d'article: CM0016384



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FGF1 validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Étudie le rôle du FGF1 dans la survie cellulaire, l'angiogenèse et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FGF1
Remarques/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2246
GeneID	2246
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05230
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace