

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05230

Numéro d'article: CM0017319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FGF1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la croissance cellulaire, l'angiogenèse et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2246
ID de gène	2246
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-155 du FGF1 humain (NP_000791.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05230
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace