

Polymab® De Lapin Anti-Fgf1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05230

Numéro d'article: CM0010912



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-FGF1 (PolymAb®) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte le FGF1 humain, murin et de rat avec un poids moléculaire prédit de 17 kDa. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-FGF1
Remarques/Alias	AFGF ; ECGF ; FGFA ; ECGFA ; ECGFB ; FGF-1 ; HBGF1 ; HBGF-1 ; GLIO703 ; ECGF-bêta ; FGF-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2246
GeneID	2246
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05230
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace